

Fiche produit - analyse chimique

Sachet à échantillon d'eau

**NOM DU PRODUIT :**

Sachets Whirl-Pak

TYPE D'ANALYSE :

Sachet à échantillon d'eau

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Le sachet Whirl-Pak est un sac en plastique stérile qui se ferme hermétiquement par un système de pression. Ces sachets sont à usage unique, ils doivent être jetés après utilisation. Ils existent en une variété de contenances allant de 29 mL à plus de 5 L.

FABRICANT :

Nasco
901 Janesville Avenue
Fort Atkinson, WI
53538, USA

DISTRIBUTEURS :

Pour les États-Unis et le Canada :
Tél. : 1-800-558-9595

Pour tous les autres pays :
Tél. : +1-920-563-2446

export@eNasco.com

www.enasco.com/page/contact

DISPONIBILITÉ :

États-Unis et international

COÛT :

Contactez Nasco pour le prix

CONSERVATION :


Ne pas utiliser pour des températures d'eau supérieures à 82°C

AUTRES PRODUITS NÉCESSAIRES :


Marqueur indélébile pour écrire sur les sachets




Sachet Whirl-Pak (source : Nasco)




Étape 1



Étape 2




Étape 3




Étape 4



Étape 5



Étape 6



Étape 7

Ce document est libre d'accès. Vous êtes libre de :

- Partager – copier, distribuer et transmettre ce document
- Modifier - adapter ce document

Aux conditions suivantes :

- d'en indiquer l'origine. Vous devez indiquer que CAWST est l'auteur original de ce document. Veuillez mentionner notre site Internet : www.cawst.org



CAWST et ses administrateurs, employés, contractants et bénévoles n'endossent aucune responsabilité et ne donnent aucune garantie en ce qui concerne les résultats pouvant être obtenus par l'utilisation des informations fournies.



B12, 6020 – 2 Street SE
 Calgary, Alberta T2H 2L8
 Canada
 +1 (403) 243-3285
resources@cawst.org
cawst.org

Restez informé et bénéficiez de notre soutien :

- Dernières mises à jour de ce document
- Autres documents de formation
- Utilisation de ce document dans le cadre de votre travail

Rendez-vous sur resources.cawst.org