

Filtre à membrane

Filtre à membrane



NOM DU PRODUIT :

Unité de Filtration Analytique Nalgene®

TYPE D'ANALYSE :

Filtration sur membrane

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Il s'agit d'un dispositif de filtration pré-assemblé, pré-stérilisé, jetable et sous emballage individuel. Le filtre consiste en un réservoir supérieur en polypropylène où verser l'échantillon d'eau, et un réservoir inférieur en polystyrène où récupérer l'eau filtrée. L'appareillage de filtration est prévu pour une utilisation unique, mais il peut être réutilisé en le stérilisant avec une lingette imbibée d'alcool (avec un risque plus élevé de contamination croisée). L'appareillage de filtration comprend les réservoirs supérieur et inférieur avec repère à 100 mL ; des membranes amovibles de 47 mm en nitrocellulose sans Triton™ (0.45 µm de taille de pore) ; un tampon de support en cellulose ; un conduit de ventilation latéral en cellulose ; un adaptateur de tube à débranchement rapide ; une plaque de support bleue.

FABRICANTS :

Nalge Nunc International Corporation
75 Panorama Creek Drive
Rochester, NY
14625, États-Unis

web_master@nalgene.com

DISTRIBUTEURS :

Plusieurs distributeurs en Amérique du nord :

Cole-Parmer Canada
100-2500 Rue Jean-Perrin
Québec, QC G2C 1X1 Canada
Numéro vert : 800-363-5900

Tel : 514-355-6100

info@coleparmer.ca

www.coleparmer.ca

<https://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-nalgene-130-4045-analytical-filter-units-0-45um-150-ml-12-pk/0673004>

ThermoFisher Scientific
3970 John's Creek Ct. Ste 500
Suwanee, GA
30024, États-Unis

Tel : 1-800-955-5090 (depuis les États-Unis)

Tel : +1-770-871-4725 (depuis l'étranger)

Fax: +1-770-871-4726

exports@thermofisher.com

DISPONIBILITÉ :

États-Unis et international

COÛT :

Contactez ThermoFisher Scientific pour le prix

AUTRES PRODUITS NÉCESSAIRES :

Pompe à vide



Unités de filtration analytique Nalgene® (source : Nalgene)

Ce document est libre d'accès. Vous êtes libre de :

- Partager – copier, distribuer et transmettre ce document
- Modifier - adapter ce document

Aux conditions suivantes :

- d'en indiquer l'origine. Vous devez indiquer que CAWST est l'auteur original de ce document. Veuillez mentionner notre site Internet : www.cawst.org



CAWST et ses administrateurs, employés, contractants et bénévoles n'endossent aucune responsabilité et ne donnent aucune garantie en ce qui concerne les résultats pouvant être obtenus par l'utilisation des informations fournies.



B12, 6020 – 2 Street SE
Calgary, Alberta T2H 2L8
Canada
+1 (403) 243-3285
resources@cawst.org
cawst.org

Restez informé et bénéficiez de notre soutien :

- Dernières mises à jour de ce document
- Autres documents de formation
- Utilisation de ce document dans le cadre de votre travail

Rendez-vous sur resources.cawst.org