

Unidad de filtración por membrana

Unidad de filtración por membrana

**NOMBRE DEL PRODUCTO:**

Unidad de filtración analítica Nalgene®

TIPO DE ANÁLISIS:

Filtración por membrana

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Este filtro es un equipo desechable que ya armado y esterilizado en un paquete individual. El filtro tiene una cámara superior de polipropileno donde se vierte la muestra de agua y una cámara inferior de poliestireno, donde se recoge el agua filtrada. El filtro está diseñado para ser utilizado una sola vez, pero se lo puede reutilizar si se lo esteriliza con un paño con alcohol (hay mayor probabilidad de contaminación cruzada.) El equipo de filtración cuenta con cámaras superior e inferior con una marca de referencia a los 100 mL; membranas desmontables de nitrato de celulosa sin Triton™ de 47 mm, (con poros de 0,45 µm); almohadilla de soporte de celulosa; brazo lateral con tapón de celulosa para la válvula; adaptador para mangueras de acople rápido; y placa de soporte azul.

FABRICANTES:

Nalge Nunc International Corporation
75 Panorama Creek Drive
Rochester, Nueva York
14625, EE. UU.

web_master@nalgene.com

DISTRIBUIDORES:

Varios distribuidores en Norteamérica:

Cole-Parmer Canada
100-2500 Rue Jean-Perrin
Quebec, QC G2C 1X1, Canadá
Línea gratuita: 800-363-5900

Teléfono: 514-355-6100

info@coleparmer.ca

www.coleparmer.ca

<https://www.coleparmer.com/i/thermo-scientific-nalgene-130-4045-analytical-filter-units-0-45um-150-ml-12-pk/0673004>

ThermoFisher Scientific
3970 John's Creek Ct. Ste 500
Suwanee, GA
30024, EE. UU.

Tel: 1-800-955-5090 (en los Estados Unidos)

Tel: +1-770-871-4725 (fuera de los Estados Unidos)

Fax: +1-770-871-4726

exports@thermofisher.com

DISPONIBILIDAD:

EE. UU. e internacional

COSTO:

Contactar a ThermoFisher Scientific para obtener una cotización.

OTROS PRODUCTOS NECESARIOS:

Bomba de vacío



Unidades de filtración analítica Nalgene® (Fuente: Nalgene)

Este documento es de contenido abierto. Usted es libre de:

- Compartir: copiar, distribuir y difundir este documento.
- Editar: adaptar este documento.

Bajo las siguientes condiciones:

- Atribución. Deberá atribuirse a CAWST el crédito de ser la fuente original del documento. Por favor, incluya la dirección a nuestro sitio web: www.cawst.org

CAWST y sus directivos, empleados, contratistas y voluntarios no asumen ninguna responsabilidad ni dan garantía alguna por los resultados que puedan obtenerse a partir del uso de la información dada.



B12, 6020 – 2 Street SE
Calgary, Alberta T2H 2L8
Canadá.
+1 (403) 243-3265
resources@cawst.org
cawst.org

Manténgase actualizado y obtenga ayuda sobre:

- Las últimas actualizaciones de este documento.
- Otros talleres y recursos de capacitación relacionados.
- El uso de este documento para su trabajo.

Visite: resources.cawst.org