

Hoja de productos químicos

Bolsas para muestras de agua



NOMBRE DEL PRODUCTO:

Bolsas Whirl-Pak

TIPO DE ANÁLISIS:

Bolsas para muestras de agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La bolsa Whirl-Pak es una bolsa de plástico esterilizada que se sella con un cierre de orejetas. Las bolsas son de un solo uso y se deben desechar después de usar. Existen diferentes tamaños disponibles, con capacidades que van desde 29 mL hasta más de 5 L.

FABRICANTE:

Nasco
901 Janesville Avenue
Fort Atkinson, Wisconsin
53538, EE. UU.

DISTRIBUIDORES:

Clientes de EE. UU. y Canadá:
Tel: 1-800-558-9595

Para otras consultas de otros países:

Tel: +1-920-563-2446

export@eNasco.com

www.enasco.com/page/contact

DISPONIBILIDAD:

EE. UU. e internacional

COSTO:

Contactar a Nasco para obtener una cotización.

ALMACENAMIENTO:


No se debe utilizar con agua cuya temperatura supere los 82°C.

OTROS PRODUCTOS NECESARIOS:

Marcador indeleble para rotular las bolsas




Bolsa Whirl-Pak (Fuente: Nasco)



Paso 1

Paso 2


Paso 3



Paso 4



Paso 5



Paso 6



Paso 7

Este documento es de contenido abierto. Usted es libre de:

- Compartir: copiar, distribuir y difundir este documento.
- Editar: adaptar este documento.

Bajo las siguientes condiciones:

- Atribución. Deberá atribuirse a CAWST el crédito de ser la fuente original del documento. Por favor, incluya la dirección a nuestro sitio web: www.cawst.org

CAWST y sus directivos, empleados, contratistas y voluntarios no asumen ninguna responsabilidad ni dan garantía alguna por los resultados que puedan obtenerse a partir del uso de la información dada.



B12, 6020 – 2 Street SE
 Calgary, Alberta T2H 2L8
 Canadá.
 +1 (403) 243-3265
resources@cawst.org
cawst.org

Manténgase actualizado y obtenga ayuda sobre:

- Las últimas actualizaciones de este documento.
- Otros talleres y recursos de capacitación relacionados.
- El uso de este documento para su trabajo.

Visite: resources.cawst.org